

Микроскоп Motic B3 220ASC

ИМ-7.104168 до 12.05.2021

оптический, прямой, бинокулярная насадка, объектив 4x / 10x / 40x, метод исследования светлое поле, галогенный осветитель, широкополюе окуляры, револьвер с 5 объективами, диаметр поля 20 мм

Motic China Group Co., Китай



Характеристики

Тип	оптический
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная
Объектив	4x / 10x / 40x
Метод	светлое поле
Тип подсветки	галогенный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Окуляры	широкополюе
Количество объективов в револьвере	5
Диаметр поля зрения	20 мм
Угол наклона тубусов	30 °
Предметный столик	Да
Комплектующие	принадлежности и запасные детали

Дополнительные характеристики

Микроскоп для лабораторных исследований бинокулярный B3 220ASC

Серия профессиональных биологических микроскопов

Являясь дальнейшим развитием популярной серии микроскопов B1, профессиональная серия B3 предназначена для более требовательных пользователей. Стандартная конфигурация насадки Siedentopf позволяет выполнить регулировку межзрачкового расстояния без повторной фокусировки. Превосходная система подсветки Koehler обеспечивает яркое освещение, идеальное для работы в лаборатории. В сочетании с сверхконтрастными ахроматическими и Plan-объективами эта серия не имеет конкурентов по показателю «цена-качество».

Особенности:

- биноклярная насадка с наклоном 30°;
- широкоугольные окуляры 10X/20 мм с диоптрийной регулировкой в левом окуляре;
- обратная револьверная головка с 5 объективами для плавного измерения увеличения;
- парфокальные и парацентрические ахроматические сверхконтрастные объективы 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 – с пружиной, 100X/1.25 – пружинный/масляный;
- коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки с шагом 2 мкм и верхним предельным положением для защиты от поломок слайдов или объективов;
- ход в вертикальном направлении 27 мм;
- регулировка натяжения для защиты от смещения столика;
- широкий механический столик 140×135 мм с низким расположением коаксиальных органов управления (ход 78×50 мм);
- конденсор Аббе 1.25 NA с реечным креплением, ирисовой диафрагмой и держателем светофильтров;
- галогенная подсветка 12/20 Вт с регулировкой яркости.