

Микроскоп Motic BA210 LED Trinocular

ИМ-7.111909 до 26.05.2027

оптико-цифровой, прямой, тринокулярная насадка,
объектив 4x / 10x / 40x / 100x, метод исследования
темное поле, светодиодный осветитель, широкополюе
окуляры, револьвер с 4 объективами

Motic China Group Co., Китай



Характеристики

Тип	оптико-цифровой
По типу оптической системы	прямой
Насадка	тринокулярная
Объектив	4x / 10x / 40x / 100x
Метод	темное поле
Тип подсветки	светодиодный
Окуляры	широкополюе
Количество объективов в револьвере	4
Угол наклона тубусов	30 °
Предметный столик	Да
Комплектующие	принадлежности и запасные детали

Дополнительные характеристики

Тринокулярный микроскоп BA210 специально проектировался для использования в образовательных и учебных целях в самых различных областях, начиная от основных отраслей биологии и заканчивая медицинскими приложениями.

Стандартная конфигурация темнопольного микроскопа BA210 в наилучшей степени отвечает потребностям средних школ, колледжей и университетов, а также медицинских образовательных учреждений. Благодаря разработанной компанией Motic технологии Motic Infinity Optics (CCIS®) микроскоп BA210 обеспечивает новый, более высокий технологический уровень для образования и обучения.