

## Микроскоп Motic BA310

ИМ-7.111909 до 26.05.2027

оптический / оптико-цифровой, прямой, бинокулярная / тринокулярная насадка, объектив 4x / 10x / 40x / 100x, метод исследования светлое поле / флуоресценция, светодиодный / галогенный осветитель

Motic China Group Co., Китай



### Характеристики

---

Тип	оптический / оптико-цифровой
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная / тринокулярная
Объектив	4x / 10x / 40x / 100x
Метод	светлое поле / флуоресценция
Тип подсветки	светодиодный / галогенный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Светофильтр	синий / ирисовый
Угол наклона тубусов	30 °
Предметный столик	Да
Размер	400×220×400 мм
Комплектующие	принадлежности и запасные детали

### Дополнительные характеристики

---

Варианты исполнения:

- микроскоп модульный с правосторонним столиком BA310LED Main body (Right-hand stage) / BA310LED Main body (Right-hand stage), кат. № 1100100401134;
- микроскоп бинокулярный BA310 LED (BA310 LED Binocular), кат. № 1100100401483;
- микроскоп тринокулярный BA310 LED (BA310 LED Trinocular), кат. № 1100100401501;
- микроскоп тринокулярный BA310 LED (BA310 LED Trinocular), кат. № 1100100401512;
- микроскоп бинокулярный поляризационный BA310POL (BA310 POL Binocular), кат. № 1100100402242;
- микроскоп тринокулярный поляризационный BA310 POL (BA310 POL Trinocular), кат. № 1100100402252;
- микроскоп бинокулярный BA310E (BA310E Binocular), кат. № 1100100402433;
- микроскоп тринокулярный BA310E (BA310E Trinocular), кат. № 1100100402443.