

Микроскоп операционный Carl Zeiss OPMI Vario 700

ИМ-7.105666 до 07.09.2022

нейрохирургия, увеличение 10x

Carl Zeiss Microscopy GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	нейрохирургия
Увеличение	10x
Вес	275 кг

Описание

OPMI VARIO 700 является универсальным операционным микроскопом с системой SpeedFokus, которая обеспечивает оптимальную визуализацию. Наличие оптики ZEISS с ксеноновой подсветкой и интегрированным каналом передачи изображения дает возможность хирургам наблюдать более четкое изображение. Оптоволоконное ксеноновое освещение мощностью 180 Вт или 300 Вт освещает даже самые удаленные операционные поля. Автоматическая радужная диафрагма фокусирует свет в поле зрения, защищая окружающие ткани от ненужной световой экспозиции.

Наличие раздвижного поворотного тубуса с переключаемым фокусным расстоянием 170/260 мм с широкоугольными вставными окулярами 12.5x на магнитной муфте, оснащенным интегрированным переключением увеличения, обеспечивает дополнительное увеличение. Возможен поворот тубуса во время операции, установка под углом к объективу микроскопа.

Особенности:

- наличие интегрированной ротации тубуса;
- наличие автоматической системы Video SpeedFokus;
- присутствие интегрированной видеокамеры высокого разрешения;
- универсальность микроскопа;
- функция AutoBalance обеспечивает быструю балансировку системы;
- функция AutoDrape обеспечивает значительную экономию времени;
- простой и понятный интерфейс;
- долговечность прибора;
- эргономичная конструкция ручек;
- беспроводный пульт ножного управления.