

## Микроскоп операционный HS Hi-R 700

ИМ-7.103338 до 02.10.2020

ЛОР-хирургия / сосудистая хирургия / нейрохирургия /  
пластическая хирургия / спинальная хирургия,  
стереобазы 25 мм, головка микроскопа бинокулярная,  
рабочее расстояние 224 - 510 мм, поле зрения 14.7-  
156 мм, освещенное поле 13-205 мм, увеличение 1.4x  
- 14.3x, наклон головки окуляров 200°

Moller-Wedel GmbH & Co. KG, Германия

