

Микроскоп Motic BA310 POL Binocular

ИМ-7.107663 до 18.07.2024

оптический, прямой, бинокулярная насадка, объектив
4x / 10x / 40x / 60x, метод исследования
поляризованный свет, галогенный осветитель,
широкополюе окуляры, револьвер с 4 объективами

Motic China Group Co., Китай



Характеристики

Тип	оптический
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная
Объектив	4x / 10x / 40x / 60x
Метод	поляризованный свет
Тип подсветки	галогенный
Окуляры	широкополюе
Количество объективов в револьвере	4
Угол наклона тубусов	30 °
Предметный столик	Да
Комплектующие	принадлежности и запасные детали