

Микротом полуавтоматический YD-335

полуавтоматический, срез 0.5-100 мкм

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Диапазон установки толщины среза	0.5-100 мкм
Размеры	520×450×300 мм
Масса	30 кг

Описание

YD-335 – полуавтоматический микротом с кнопочной панелью.

Диапазон толщины сечения: 0.5-100 мкм

Горизонтальный ход образца: 20 мм

Вертикальный ход образца: 60 мм

Скорость подачи образца: 1250/с (короткое нажатие), 2000 мкм/с (продолжительное нажатие)

Втягивание образца: 12 мкм

Максимальный размер сечения: 50×45 мм

Особенности микротома YD-335:

- Шаговый двигатель обеспечивает точный, надежный и бесшумный срез.
- Специальный держатель лезвия может использовать как высокопрофильное, так и низкопрофильное лезвие.
- На ЖК экране отображается толщина среза и обрезки, счетчик сечений, клавиатура с элементами управления толщиной, режимом и скоростью.
- Специальная функция отвода образца, которая позволяет избежать повреждений из-за истирания между образцом и задней частью ножа, что делает срез более плавным и увеличивает срок службы ножа.
- Маховик можно зафиксировать в любом положении, чтобы обеспечить максимально безопасное и удобное сечение.
- Лоток для отходов можно легко разобрать.
- Ориентация образца: 8° по оси X-Y, поворот на 360°.
- Защитный кожух.
- Система охранной сигнализации, функция защиты от перегрузки, защита от спящего режима.
- Универсальный кассетный зажим и стандартный зажим для образцов.

Стандартная комплектация:

- 2 типа зажимов
- Держатель лезвия (для одноразового лезвия) – 1 шт.
- Лоток для отходов – 1 шт.
- Формочки для салфеток – 4 шт.
- Кассеты – 50 шт.
- Предохранитель – 2 шт.

Дополнительные аксессуары:

- Держатель лезвия (для держателя лезвия или стального ножа)
- Держатель лезвия
- Одноразовое лезвие микротомы
- Стальной нож