

Микротом полуавтоматический YD-335A

полуавтоматический, срез 0-100 мкм

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Диапазон установки толщины среза	0-100 мкм
Размеры	520×450×300 мм
Масса	30 кг

Описание

YD-335A – полуавтоматический микротом с сенсорной панелью.

Диапазон толщины сечения: 0-100 мкм

Диапазон толщины обрезного сечения: 0-500 мкм

Горизонтальный ход образца: 28 мм

Вертикальный ход образца: 60 мм

Втягивание образца: 12 мкм

Максимальный размер сечения: 50×45 мм

Особенности микротома YD-335A:

- Панель с сенсорным экраном.
- Привод шагового двигателя обеспечивает точное, надежное и бесшумное сечение.
- Панель с сенсорным экраном показывает толщину сечения и обрезки, счетчик сечений, ход зажима, легкую регулировку обрезки или толщины сечения.
- Специальная функция отвода образца позволяет избежать повреждений из-за истирания между образцом и задней частью ножа, что делает срез более плавным и увеличивает срок службы ножа.
- Маховик можно зафиксировать в любом положении, чтобы обеспечить максимально безопасное и удобное сечение.
- Универсальный кассетный зажим и стандартный зажим для образцов.
- Лоток для отходов можно легко разобрать.
- Ориентация образца: 8° по оси X-Y, поворот на 360°.
- Система охранной сигнализации, функция защиты от перегрузки, защита от спящего режима.
- Универсальный кассетный зажим и стандартный зажим для образцов.

- Специальный держатель лезвия может использовать высокопрофильное лезвие или низкопрофильное лезвие.

Стандартная комплектация:

- 2 типа зажимов
- Держатель лезвия (для одноразового лезвия) – 1 шт.
- Лоток для отходов – 1 шт.
- Формочки для салфеток – 4 шт.
- Кассеты – 50 шт.
- Предохранитель – 2 шт.

Дополнительные аксессуары:

- Держатель лезвия (для держателя лезвия или стального ножа)
- Держатель лезвия
- Одноразовое лезвие микротомы
- Стальной нож