

## Микротом ротационный SLEE CUT 6062

автоматический, срез 0.5-100 мкм, подрезка 0-300 мкм, счетчик срезов, дисплей

SLEE medical, Германия



### Характеристики

---

Тип	автоматический
Диапазон установки толщины среза	0.5-100 мкм
Дискретность установки толщины среза	шаг 0.5 мкм (от 0 до 2 мкм), шаг 1 мкм (от 2 до 20 мкм), шаг 2 мкм (от 20 до 100 мкм)
Диапазон толщины подрезки	0-300 мкм
Ход подачи образца по горизонтали	Да
Ход по вертикали	Да
Счетчик срезов	Да
Дисплей	Да
Размеры	480×610×350 мм
Масса	34 кг

### Описание

---

Комплект поставки:

- микротом;
- держатель режущего элемента;
- прижим (для нарезаемого образца);
- щетка, противоскользкая пластина;
- 1 коробка одноразовых лезвий (50 шт.);
- набор ключей, руководство по эксплуатации.