

Микротом ротационный YD-202A

ручной, срез 1-25 мкм

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



Характеристики

Тип	ручной
Диапазон установки толщины среза	1-25 мкм
Размеры	335×350×300 мм
Масса	26 кг

Описание

YD-202A – роторный микротом создан на основе модели YD-202, улучшен по внешнему виду и точности. ЖК-дисплей показывает подсчет секций.

Диапазон толщины сечения: 1-25 мкм

Горизонтальный ход образца: 35 мм

Вертикальный ход образца: 46 мм

Максимальный размер сечения: 35×25 мм

Стандартная комплектация:

- ☐ Зажим – 1 шт.
- ☐ Держатель лезвия (для стального ножа или держателя лезвия) – 1 шт.
- ☐ Кассеты – 50 шт.
- ☐ Стальной нож – 1 шт.

Дополнительные аксессуары:

- Держатель лезвия
- Одноразовое лезвие
- Кассетный зажим