

## Микротом ротационный YD-315

ручной, срез 0-60 мкм

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



### Характеристики

---

Тип	ручной
Диапазон установки толщины среза	0-60 мкм
Размеры	300×570×270 мм
Масса	30 кг

### Описание

---

**YD-315** – ротационный микротом, который подходит для большинства рутинных гистологических, биологических и промышленных задач. Высокая точность и стабильность обеспечивают точное воспроизводимое качество сечения в секциях, заделанных воском и пластиком.

**Диапазон толщины сечения:** 5-60 мкм

**Горизонтальный ход образца:** 28 мм

**Вертикальный ход образца:** 60 мм

**Ориентация образца:** 8° по оси X-Y, возможность поворота на 360°

**Максимальный размер сечения:** 50×45 мм

#### Особенности микротомы YD-315:

- Высокоточная подача образцов.
- Универсальный кассетный зажим и стандартный зажим для образцов.
- Маховик можно зафиксировать в любом положении или в самом высоком положении.
- Хорошая прочность и длительный срок службы, дополнительный держатель лезвия может использовать стальной нож или держатель лезвия.
- Два типа держателя лезвия в верхней части могут использовать как низкопрофильное лезвие, так и высокопрофильное лезвие.
- Плавное работающее ручное колесо.
- Вместительный встроенный секционный лоток для отходов.
- Защитный кожух для пальцев.

#### Стандартная комплектация:

- 2 типа зажимов
- Держатель лезвия (для одноразового лезвия) – 1 шт.
- Лоток для отходов – 1 шт.
- Формочки для салфеток – 4 шт.
- Кассеты – 50 шт.

**Дополнительные аксессуары:**

- Держатель лезвия (для стального ножа или держателя лезвия)
- Держатель лезвия (для одноразового лезвия)
- Дополнительные лезвия