medca+alog

Микротом ротационный YD-315

ручной, срез 0-60 мкм

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



Характеристики

Тип ручной

Диапазон установки толщины среза 0-60 мкм

Размеры 300×570×270 мм

Macca 30 кг

Описание

YD-315 – ротационный микротом, который подходит для большинства рутинных гистологических, биологических и промышленных задач. Высокая точность и стабильность обеспечивают точное воспроизводимое качество сечения в секциях, заделанных воском и пластиком.

Диапазон толщины сечения: 5-60 мкм Горизонтальный ход образца: 28 мм Вертикальный ход образца: 60 мм

Ориентация образца: 8° по оси X-Y, возможность поворота на 360°

Максимальный размер сечения: 50×45 мм

Особенности микротома YD-315:

- Высокоточная подача образцов.
- Универсальный кассетный зажим и стандартный зажим для образцов.
- Маховик можно зафиксировать в любом положении или в самом высоком положении.
- Хорошая прочность и длительный срок службы, дополнительный держатель лезвия может использовать стальной нож или держатель лезвия.
- Два типа держателя лезвия в верхней части могут использовать как низкопрофильное лезвие, так и высокопрофильное лезвие.
- Плавно работающее ручное колесо.
- Вместительный встроенный секционный лоток для отходов.
- Защитный кожух для пальцев.

Стандартная комплектация:

□2 типа зажимов
□Держатель лезвия (для одноразового лезвия) – 1 шт.
□Лоток для отходов – 1 шт.
□Формочки для салфеток – 4 шт.
□Кассеты – 50 шт.
_

Дополнительные аксессуары:

- Держатель лезвия (для стального ножа или держателя лезвия)
- Держатель лезвия (для одноразового лезвия)
- Дополнительные лезвия