

Мини-пинцет монополярный для операций на коже лица StanTM ELLMAN

ИМ-7.105160 до 03.04.2022

пинцет, режим монополярный, длина 9 см, рабочая часть 10 мм

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	пинцет
Режим	монополярный
Применение	общее
Длина	9 см
Рабочая часть	10 мм

Описание

Монополярный мини-пинцет StanTM для операций на коже лица с аспирационным выходом, длина пинцета 13 см, в том числе длина браншей 1 см. Монополярный мини-пинцет StanTM можно использовать как монополярный электрод для выполнения разреза и как биполярный пинцет – для коагуляции. Эта особенность данного аксессуара позволяет использовать его практически для всех манипуляций по иссечению и препарированию лоскутов. Монополярный мини-пинцет StanTM позволяет хирургу добиться большего контроля и точности даже при сморщивании неправильных контуров, припухлых участков жировой клетчатки. Кат. № IEC-MJ11/M