

Минипластина Y-образная Алтимед для малых фрагментов

ИМ-7.2640/1 707 до 05.07.2022

Y-образная, титан / нержавеющая сталь, толщина 2.0 мм, ширина 9.6 мм, длина 92 мм, отверстий 12 шт.

АЛТИМЕД ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	Y-образная
Материал	титан / нержавеющая сталь
Толщина	2.0 мм
Ширина	9.6 мм
Длина	92 мм
Количество отверстий	12 шт.

Описание

Для humeral condyles. Пластина может быть укорочена до необходимого размера.