

Мочеприемник ножной Leg Bag

ИМ-7.117382

открытый, 500 мл / 750 мл / 2 л, слив крестовидный

Медивайс ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	открытый
Объём	500 мл / 750 мл / 2 л
Тип слива	крестовидный
Невозвратный клапан	Да

Описание

Мочеприемник ножной Leg Bag представляет собой мешок для сбора мочи с гибкой приводной трубкой.

Объем:

- Leg Bag 500 - объем 500 мл
- Leg Bag 750 - объем 750 мл
- Leg Bag 2000 - объем 2000 мл

Характеристики мочеприемника Leg Bag:

- На конце трубки находится съемный универсальный коннектор типа «ёлочка» для присоединения к любым урологическим катетерам.
- На прозрачной лицевой стороне нанесена градуировка.
- Мочеприемник имеет встроенный невозвратный клапан, который минимизирует риск обратного тока мочи.
- Крестообразный сливной кран для удобства слива содержимого мешка.
- Анатомическая форма способствует удобному ношению и не затрудняет движение.

Варианты исполнения

Мочеприемник ножной стерильный без комплекта ремней
Мочеприемник ножной нестерильный без комплекта ремней
Мочеприемник ножной стерильный с комплектом ремней
Мочеприемник ножной нестерильный с комплектом ремней

Для крепления к ноге можно использовать комплект ремней (верхний и нижний). Они продеваются через фиксирующие отверстия в верхней и нижней части мочеприемника. Ремни плотно фиксируют мочеприемник к ноге, обеспечивая исключительный уровень надежности.

Дополнительные принадлежности:

- Ремень для крепления.
- Комплект ремней для крепления (верхний и нижний).

Принадлежности

Кат. №	Описание
63 071 3-04	Ремень для крепления мочеприемника (верхний)
63 072 3-04	Ремень для крепления мочеприемника (нижний)
63 078 0-04	Комплект ремней для крепления мочеприемника (2 шт.)