

Мочеприемник прикроватный Bed Bag

ИМ-7.117382

открытый, 2 л, слив крестовидный

Медивайс ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	открытый
Объём	2 л
Тип слива	крестовидный
Невозвратный клапан	Да

Описание

Мочеприемник Bed Bag – медицинский прикроватный мочеприемник (мешок для сбора мочи) предназначен для непрерывной уроколлекции у катетеризованных пациентов как в медицинских учреждениях, так и для самостоятельного применения в домашних условиях.

Объем: 2000 мл

Варианты исполнения

Мочеприемник прикроватный **нестерильный** Bed Bag 2000

Мочеприемник прикроватный **стерильный** Bed Bag 2000S

Характеристики мочеприемника Bed Bag:

- Изделие однократного применения представляет собой мешок из ПВХ, с гибкой приводной трубкой, устойчивой к изгибам и заламам, заканчивающейся ступенчатым коннектором с защитным колпачком, для присоединения к любым урологическим катетерам, а также к наружным мужским катетерам (уропрезервативам).
- Колпачок предназначен для предотвращения загрязнения коннектора.
- Для опорожнения в мешках предусмотрен крестообразный сливной кран.
- Мешок мочеприемника и приводная трубка изготовлены из прозрачных материалов для обеспечения визуального контроля процедуры сбора содержимого мочевого пузыря.
- Невозвратный клапан, расположенный в верхней части изделия, предотвращает обратный отток мочи.

- На мочеприемник нанесена метрическая шкала с шагом в 100 мл.
- Для фиксации мочеприемника к кровати пациента с помощью фиксирующего крючка (не входит в комплект изделия, поставляется отдельно), в мочеприемниках предусмотрены 4 армированных отверстия в верхней части изделия.
- Срок сохранения стерильности изделия – 5 лет с даты изготовления.

Принадлежности

Кат. №	Описание
63 219 0-04	Крепление для мочеприемника: Крючок