

Мочеприемник прикроватный Ассомедика

ИМ-7.96848/2206

открытый, 1 л / 1.5 л / 2 л / 3 л, слив крестовидный,
трубка 60-2000 мм, стерильный

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	открытый
Объем	1 л / 1.5 л / 2 л / 3 л
Тип слива	крестовидный
Характеристики материала	ПВХ
Невозвратный клапан	Да
Длина соединительной трубки	60-2000 мм
Стерильный	Да

Дополнительные характеристики

Мочеприемник прикроватный Ассомедика предназначен для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря в стационарных условиях, когда больной находится в лежачем положении, а также может применяться в амбулаторных условиях.

Описание:

- снабжен клапаном против обратного тока мочи;
- Т-образный спускной кран на дне мешка;
- стенки мешка мочеприемника прозрачны для лучшей видимости цвета и количества мочи;
- снабжен длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера;
- наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника;
- предлагаются мочеприемники с креплением, а также есть возможность приобрести крепление отдельно.

Технические характеристики:

- стерильный (метод стерилизации – газовый с использованием оксида этилена) / нестерильный;
- изготовлен из мягкого поливинилхлорида, не раздражающего кожу;
- мешок мочеприемника имеет шкалу деления;
- объем мочеприемников прикроватных от 1000 до 3000 мл;
- индивидуальная стерильная упаковка;

- гарантийный срок хранения- 5 лет.