

Модульная система для заливки тканей YD-6LA

ИМ-7.117564

станция, объем 6 л, охлаждающая плита

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



Характеристики

Тип	станция
Функции	заливка / охлаждение

Заливочный модуль / дозатор парафина

Объем	6 л
Охлаждающая плита	Да

Описание

YD-6LA – модульная система для заливки тканей с охлаждающей пластиной.

Характеристики

Вместимость парафиновой ванны	6000 мл
Температура плавления парафина	0-99°C
Диапазон температур замерзания холодной плиты	от 0 до -20°C
Диапазон замерзания небольшого холодного пятна на рабочем столе	от 0 до -15°C
Режим управления	автоматический, ножной
Вместимость кассет в горячей емкости	120 формочек или 140 кассет для каждой емкости
Емкость холодной плиты	40-60 шт.
Габариты	- центр для встраивания: 60×56×37 см - холодная плита: 36×52×37 см
Вес брутто / нетто	106 / 65 кг

Особенности:

- Автоматизированная система управления процессором позволяет предварительно установить время запуска и температуру на любой день.
- На жидкокристаллическом дисплее отображается температура парафиновой ванны, термостатической ванны и парафиновой насадки.
- Индуктивная головная лампа и металлический выключатель, пользователь может прикоснуться к выключателю пинцетом или ножом, чтобы контролировать подачу парафина.
- Автоматическое запоминание заданных температур и начало работы в зависимости от времени.
- Небольшое холодное пятно на рабочем столе.
- Многоуровневая система защиты безопасности.
- С двух сторон парафиновой насадки имеются 3 нагревательных отверстия для щипцов.
- Выдвижной ящик для сбора парафина с рабочего стола.

Комплект поставки:

- модульная система для заливки тканей
- охлаждающая пластина
- ножной выключатель
- формочки для тканей – 4 шт.
- провод питания
- предохранители – 2 шт.
- руководство по эксплуатации