

Суточный монитор МЭКГ-ДП-НС-01

ИМ-7.105722/2301

ЭКГ двухканальная / трехканальная /
двенадцатиканальная, регистрация данных до 24 ч,
реопневмограмма, подключение к ПК, размеры
114×72×33 мм, масса 0.23 кг



ДМС Передовые Технологии ООО, Россия

Характеристики

| | |
|--------------------------|---|
| ЭКГ | двухканальная / трехканальная / двенадцатиканальная |
| Время регистрации данных | 24 ч |
| Реопневмограмма | Да |
| Подключение к ПК | Да |
| Хранение данных | Да |
| Размеры | 114×72×33 мм |
| Масса | 0.23 кг |

Описание

Монитор МЭКГ-ДП-НС-01 – комбинированный суточный носимый регистрирующий ЭКГ, АД и ЧП.

Характеристики:

- Анализ качества регистрируемой ЭКГ и сигналов АД.
- Точная привязка ЭКГ непосредственно к моментам измерения АД, отображение их результатов на одной вкладке.
- Автоматический анализ нарушений сердечного ритма и проводимости, коррекция результатов анализа врачом в режиме диалога.
- Анализ variability ритма сердца во временной и спектральной областях.
- Анализ изменений сегмента ST в каждом регистрируемом отведении.
- Анализ параметров интервалов QT, PQ, PR.
- Анализ ритма с учетом работы искусственного водителя ритма различных типов.
- Анализ турбулентности сердечного ритма.
- Анализ альтернации зубца T.
- Расчет различных показателей АД (средних значений по времени, показателей нагрузки давлением, variability АД, показателей суточного ритма АД, показателей утренней динамики АД, показателей гипотонии).
- Анализ и коррекция измеренных значений АД с учетом исходных сигналов (осцилляций и пульсовых волн) и частоты пульса.

- Регистрация двигательной активности и положения тела пациента.
- Возможность регистрации реопневмограммы.
- Мониторинг до трех суток без замены элементов питания.