

Монитор пациента GE B105

ИМ-7.108814 до 03.09.2025

мобильный, 10.4", ЖК, цветной, сенсорный, ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / ИАД / температура / ЧСС / CO2 / анестетические газы / сегмент ST, с встроенным термопринтером, с системой анализа аритмий

GE Healthcare, США



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	10.4"
Характеристика дисплея	ЖК, цветной, сенсорный
Стандартные параметры	ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / ИАД / температура / ЧСС / CO2 / анестетические газы / сегмент ST
Встроенный термопринтер	Да
Система анализа аритмий	Да