

Прикроватный монитор пациента Comen C50

ИМ-7.112890

мобильный / стационарный, 10.4", цветной сенсорный,
ЭКГ 3/5 / SpO₂ / НИАД / температура / ЧСС / ЧДД

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	мобильный / стационарный
Дисплей	10.4"
Характеристика дисплея	цветной сенсорный
Стандартные параметры	ЭКГ 3/5 / SpO ₂ / НИАД / температура / ЧСС / ЧДД

Дополнительные характеристики

Comen C50 – прикроватный монитор пациента. Предназначен для наблюдения за пациентами в критическом состоянии в операционных, реанимационных отделениях и кардиологических блоках интенсивной терапии. Состоит из основного модуля, модуля анестетических газов, модуля ИАД, модуля С.О., AG, CO₂

- ☐ Цветной 10.4" сенсорный дисплей
- ☐ Кнопки быстрого доступа на передней панели монитора
- ☐ Интерфейс: SD-карта, USB, VGA, Ethernet
- ☐ Пылезащитный, влагостойкий корпус (IPX1)
- ☐ 3-х уровневая система тревоги I-Klok
- ☐ 4 часа автономной работы от встроенной батареи
- ☐ Анализ аритмий и ST- сегмента, тревога апноэ, оксикардиореспираграмма
- ☐ Сохранение информации при внезапном отключении монитора
- ☐ Различные возможности крепления
- ☐ WIFI подключение к центральной станции

Стандартная комплектация: 3/5 отведений ЭКГ / Comen SpO₂ / НИАД / ЧСС / ЧД / ТЕМП

Дополнительные опции: 12 отведений ЭКГ / Масимо SpO₂ / Nellcor SpO₂ / Модуль CO₂ / Модуль ИАД (1/2 канала) / Модуль AG (мультигаз/O₂) / Термопринтер