

Прикроватный монитор пациента Comen C86

ИМ-7.112890

переносной / стационарный, 15", цветной сенсорный,
ЭКГ 12 / SpO2 / НИАД / температура / ЧСС / ЧДД

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	переносной / стационарный
Дисплей	15"
Характеристика дисплея	цветной сенсорный
Стандартные параметры	ЭКГ 12 / SpO2 / НИАД / температура / ЧСС / ЧДД

Дополнительные характеристики

Comen C80 – мультипараметрический прикроватный монитор пациента. Состоит из основного модуля, модуля анестетических газов, модуля CO₂, ИАД, ICG, BIS, C.O. Предназначен для наблюдения за взрослыми, детьми и новорожденными в критическом состоянии в операционных, реанимационных и кардиологических блоках интенсивной терапии.

Монитор Comen C80 может объединяться в единую сеть с другими мониторами Comen, а так же подключаться к центральной станции.

- Цветной 15" сенсорный дисплей
- Кнопки быстрого доступа на передней панели монитора. Интерфейс: SD-карта, USB, VGA, Ethernet
- Пылезащитный, влагостойкий корпус (водонепроницаемый уровень IPX1)
- 3-х уровневая система тревоги I-Klok
- 4 часа автономной работы от встроенной батареи
- Анализ аритмий и ST- сегмента
- Различные режимы отображения информации: замораживание кривых, режим трендов, оксикардиореспирограмма, «большие цифры», просмотр информации с другого монитора
- Графические и табличные тренды всех параметров:
 - 200 параметров тревог, 200 тревог аритмии
 - 2000 тревог НИАД, 120 минут трендов
- Сохранение информации при внезапном отключении монитора

Стандартная комплектация:

- 12-канальная ЭКГ CardioТес
- Comen SpO2

- НИАД AcuTec
- ЧСС
- ЧД
- ТЕМП