

Монитор пациента Philips IntelliVue MX400

ИМ-7.106162/2307

переносной, TFT, сенсорный, до 5 параметров, ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / ИАД / температура 2 канала, с встроенным термопринтером, с системой анализа аритмий

Philips, Германия



Характеристики

Тип	переносной
Характеристика дисплея	TFT, сенсорный
Отображение до	5 параметров
Стандартные параметры	ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / ИАД / температура 2 канала
Встроенный термопринтер	Да
Калькулятор доз и скорости введения медикаментов	Да
Память	Да
Система анализа аритмий	Да
Количество каналов ИАД	базовые 2 (3 опционально)
Размер	277×288×186 мм
Вес	6 кг

Дополнительные характеристики

Портативный прикроватный монитор пациента IntelliVue MX400 обеспечивает достоверный мониторинг, выполнен в компактном корпусе и удобен для переноски. Аппарат оперативно предоставляет необходимую информацию, что позволяет расставить приоритеты при оказании помощи нескольким пациентам одновременно.

Особенности:

- для применения в отделении интенсивной терапии и реанимации;
- встроенный датчик освещенности;
- ударопрочный корпус;
- встроенный модуль Intellibridge для соединения с другими устройствами;
- может подключаться к семейству многопараметрических измерительных модулей;

- пульт дистанционного управления;
- встроенная функция анализа сегмента ST;
- удобная ручка для транспортировки.