

Монитор пациента Philips IntelliVue MX450

ИМ-7.106162/2307

мобильный, TFT, сенсорный, до 6 параметров, ЭКГ 3/5
/ SpO2 / дыхание / НИАД / ИАД / температура, с
встроенным термопринтером, с системой анализа
аритмий

Philips, Германия



Характеристики

Тип	мобильный
Характеристика дисплея	TFT, сенсорный
Отображение до	6 параметров
Стандартные параметры	ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / ИАД / температура
Встроенный термопринтер	Да
Калькулятор доз и скорости введения медикаментов	Да
Память	Да
Система анализа аритмий	Да
Количество каналов ИАД	базовые 2 (3 опционально)
Размер	327×288×190 мм
Вес	6.6 кг

Дополнительные характеристики

Портативный прикроватный монитор пациента IntelliVue MX450 обеспечивает достоверный мониторинг, выполнен в компактном корпусе и удобен для переноски. Аппарат оперативно предоставляет необходимую информацию, что позволяет расставить приоритеты при оказании помощи нескольким пациентам одновременно.

Особенности:

- для применения в отделении интенсивной терапии и реанимации;
- встроенный датчик освещенности;
- ударопрочный корпус;
- встроенный модуль Intellibridge для соединения с другими устройствами;
- может подключаться к семейству многопараметрических измерительных модулей;
- пульт дистанционного управления;

- удобная ручка для транспортировки.