

Монитор пациента BLT AnyView S12

ИМ-7.110708 до 07.10.2026

стационарный, 12.1", TFT LCD дисплей с разрешением 1920×1080, ЭКГ 3 / ЭКГ 5 / ЭКГ 6 / SpO2 / НИАД / температура 2 канала / частота пульса, функция вызова медсестры, синхронизируется с дефибриллятором

Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd, Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Дисплей	12.1"
Характеристика дисплея	TFT LCD дисплей с разрешением 1920×1080
Стандартные параметры	ЭКГ 3 / ЭКГ 5 / ЭКГ 6 / SpO2 / НИАД / температура 2 канала / частота пульса
Функция вызова медсестры	Да
Синхронизация с дефибриллятором	Да
Количество каналов ИАД	2

Дополнительные характеристики

Модульный монитор пациента BLT AnyView S12 – прибор для постоянного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых пациентов, который позволяет существенно облегчить наблюдение за больными, находящимися в палатах интенсивной терапии и реанимации. Передовые системы подсчета очков с баллами раннего предупреждения и шкалами Глазго-Кома (Glasgow Coma scale).

Характеристики:

- полнофункциональный полнофункциональный сенсорный TFT LCD экран 12.1 дюймов с разрешением 1920×1080;
- интуитивно понятный интерфейс;
- базовые функции: 3/5/6 ЭКГ / ЧСС / RESP (дыхание) / SpO2/2-TEMP / НИАД;
- опции: измерение EtCO2 (основной поток, микропоток), 2 канала ИАД, С.О., 12 отведений ЭКГ, мониторинг инфузии (DM);
- расположение на тележке, настенное крепление, аналоговый выход, VGA выход, термопринтер, дополнительная батарея.