

Монитор пациента Mindray uMEC 10

ИМ-7.107299 до 14.02.2024

мобильный / стационарный, 10.4", TFT, сенсорный, цветной, до 6 параметров, ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / температура / сегмент ST, с встроенным термопринтером, сигнализация, с системой анализа аритмий

Mindray Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	мобильный / стационарный
Дисплей	10.4"
Характеристика дисплея	TFT, сенсорный, цветной
Отображение до	6 параметров
Стандартные параметры	ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / температура / сегмент ST
Встроенный термопринтер	Да
Калькулятор доз и скорости введения медикаментов	Да
Сигнализация	Да
Память	Да
Система анализа аритмий	Да

Дополнительные характеристики

Монитор Umec10 – это надежный помощник для врача в отделении интенсивной терапии и операционной, так же может быть использован при транспортировке пациента.

Монитор очень удобен и прост в эксплуатации. Имеет красивый дизайн и большой цветной дисплей размером 10.4 дюйма.

Umec10 может работать 4 часа от батареи при отсутствии сети.