

Монитор пациента Mindray uMEC 12

ИМ-7.107299 до 14.02.2024

мобильный / стационарный, 12", TFT, сенсорный, цветной, до 6 параметров, ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / температура 2 канала / сегмент ST, с встроенным термопринтером, сигнализация, с системой анализа аритмий



Mindray Co., Ltd., Китай

Характеристики

|                                                  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                              | мобильный / стационарный                                                                                                             |
| Дисплей                                          | 12"                                                                                                                                  |
| Характеристика дисплея                           | TFT, сенсорный, цветной                                                                                                              |
| Отображение до                                   | 6 параметров                                                                                                                         |
| Стандартные параметры                            | ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / температура 2 канала / сегмент ST                                                                  |
| Опциональные параметры                           | - измерение артериального давления (инвазивным методом)<br>- измерение сердечного выброса<br>- измерение содержания углекислого газа |
| Встроенный термопринтер                          | Да                                                                                                                                   |
| Калькулятор доз и скорости введения медикаментов | Да                                                                                                                                   |
| Сигнализация                                     | Да                                                                                                                                   |
| Память                                           | Да                                                                                                                                   |
| Система анализа аритмий                          | Да                                                                                                                                   |

Дополнительные характеристики

**Монитор пациента uMEC12** используется для мониторингирования состояния пациентов. Прибор может использоваться как при транспортировке, так и в отделениях интенсивной терапии и операционных.

**Mindray uMEC12** обладает всеми необходимыми преимуществами: элегантный внешний вид, высокая производительность, превосходная эргономика, надежность.

Использование новой платформы и современных технологий позволило получить еще более точные и стабильные измерения основных параметров, применение большей емкости для хранения, кардинально увеличить срок службы батареи.

**Преимущества:**

- надежен и прост в использовании;
- красивый дизайн;
- цветной сенсорный дисплей составит 12 дюйма;
- может работать от батареи 4 часа при отсутствии сети;
- приятным дополнением является применение современных технологий мобильной связи: 5G, WiFi.