

Монитор пациента Mindray uMEC 15

ИМ-7.107299 до 14.02.2024

мобильный / стационарный, 15", до 6 параметров, с
встроенным термопринтером, сигнализация, с
системой анализа аритмий

Mindray Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	мобильный / стационарный
Дисплей	15"
Отображение до	6 параметров
Встроенный термопринтер	Да
Калькулятор доз и скорости введения медикаментов	Да
Сигнализация	Да
Память	Да
Система анализа аритмий	Да

Дополнительные характеристики

Монитор пациента uMEC15 используется для мониторингирования состояния пациентов. Прибор может использоваться как при транспортировке, так и в отделениях интенсивной терапии и операционных.

Mindray uMEC15 обладает всеми необходимыми преимуществами: элегантный внешний вид, высокая производительность, превосходная эргономика, надежность.

Использование новой платформы и современных технологий позволило получить еще более точные и стабильные измерения основных параметров, применение большей емкости для хранения, кардинально увеличить срок службы батареи.

Прибор выполняет мониторинг следующих параметров:

- частоту дыхания;
- частоту сердечных сокращений;
- электрокардиограмму (3/5 отведений);
- температуру;
- показатели сатурации крови;
- изменения артериального давления (неинвазивным методом);
- измерение артериального давления (инвазивным методом) (опция);
- измерение сердечного выброса (опция)
- измерение содержания углекислого газа (опция)

Преимущества:

- надежен и прост в использовании;
- красивый дизайн;
- цветной сенсорный дисплей составит 15 дюйма;
- может работать от батареи 4 часа при отсутствии сети;
- приятным дополнением является применение современных технологий мобильной связи: 5G, WiFi.