

Монитор пациента SMART M6 C

ИМ-7.107710/2406

переносной, 17", до 10 параметров, ЭКГ 3/5 / SpO2 /
дыхание 2 канала / НИАД / температура / частота
пульса, функция вызова медсестры

ЮМЕДИКА ЧУП, Беларусь



Характеристики

Тип	переносной
Дисплей	17"
Отображение до	10 параметров
Стандартные параметры	ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание 2 канала / НИАД / температура / частота пульса
Оptionальные параметры	ЭКГ по 12-отведениям, Nellcor OxiMax SpO2, OMRON НИАД, 8 каналов ИД, внутричерепное давление, сердечный выброс, импедансная кардиография, EDAN G2 CO2, Respirationics CO2, Masimo PHASEIN AG/O2, биспектральный индекс (BIS)
Функция вызова медсестры	Да
Память	Да
Сканер штрих-кода	Да

Дополнительные характеристики

Пользовательская настройка с помощью сенсорного экрана.

Функция определения кардиостимулятора, защита от помех при электрохирургии.

Защита от дефибрилляции и синхронизации дефибрилляции.

ISEARTM ЭКГ алгоритм, оптимизированный для выявления аритмии, определения кардиостимулятора и измерения сердечного ритма.

SEMIP алгоритм диагностики кардиограмм с 12 отведений с 208 результатами анализа.

iMAT SpO2 алгоритм с функцией подавления помех и борьбой с низкой перфузией.

iCUFFS НИАД алгоритм, оптимизированный для кардиологических больных, пациентов с гипертонической болезнью и новорожденных.

iCARB алгоритм идентификации ложных волн CO2.

VGA/DVI видео выходы.

Встроенный литий-ионный аккумулятор.

Обратная связь с системой централизованного мониторинга MFM-CMS.

Функция вызова медсестры.

Удаленный доступ с одного монитора на другой.

Поддержка USB дисков и SD карт.

Поддержка HL7.

Подключение по LAN/Wi-Fi (опционально).