

Монитор пациента Медтехноцентр М-300-17

ИМ-7.104740/1709 до 01.12.2021

переносной, 17", цветной, сенсорный, с встроенным термопринтером, функция вызова медсестры, синхронизируется с дефибриллятором, с системой анализа аритмий

Медтехноцентр РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	переносной
Дисплей	17"
Характеристика дисплея	цветной, сенсорный
Встроенный термопринтер	Да
Калькулятор доз и скорости введения медикаментов	Да
Функция вызова медсестры	Да
Синхронизация с дефибриллятором	Да
Память	Да
Система анализа аритмий	Да
Диапазон индикации/измерения температуры	0-45 °C
Размер	480×380×170 мм
Вес	6 кг

Дополнительные характеристики

Расширенный набор контролируемых параметров: ЧСС, ЭКГ, SpO2, ЧП, ЧД, АД крови (инвазивный и неинвазивный методы), температура тела, концентрация CO2, N2O, O2 и 5 - ти газообразных анестетиков, сердечный выброс (инвазивный, неинвазивный методы и технология PiCCO), ЭЭГ, оценка глубины общей анестезии и седации на основании определения BIS-индекса. Режим «большие цифры». Программируемые кнопки управления. Ведение карточки пациента. Калькулятор доз и скорости введения медикаментов. Автоматическое изменение яркости дисплея. Возможность подключения дополнительного дисплея. Многофункциональная система креплений. Формирование трендов (до 720 часов). Возможность работы с SD карточкой. Аккумуляторная батарея - до 5 часов работы. Ручка для переноски.