

Монополярный микро-пинцет для разреза и коагуляции Stan™ ELLMAN

ИМ-7.105160 до 03.04.2022

пинцет, режим монополярный, длина 9 см, рабочая
часть 10 мм

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	пинцет
Режим	монополярный
Применение	общее
Длина	9 см
Рабочая часть	10 мм

Описание

Монополярный микро-пинцет для разреза и коагуляции, длина пинцета 9 см, в том числе длина браншей 1 см. Используется при пластических операциях лица, при ринопластике и лор хирургии. Кат. №IEC-MJ21