

Морозильник медицинский ATLANT MM-7301-000

ИМ-7.118037

морозильник, фронтальная загрузка, объем 250 л,
температура от -28 до -40°C

Атлант ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	морозильник
Загрузка образцов	фронтальная
Объем	250 л
Температура	от -28 до -40 °C

Описание

Морозильник медицинский ATLANT MM-7301-000 – это специализированное холодильное оборудование, предназначенное для длительного хранения компонентов крови, лекарственных средств, вакцин и других изделий медицинского назначения.

Модификации:

- 1. **MM-7301-000** – система мониторинга имеет общий сервер для всех учреждений здравоохранения.
- 2. MM-7301-001 – каждое учреждение здравоохранения имеет локальный сервер.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон температуры в режиме хранения	от -28 до -40 °C
Общий объем	300 л
Полезный объем	250 л
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	2030×884×815 мм
Хладагент	R404a
Потребляемая мощность	660 Вт
Энергопотребление	9 кВт.ч
Количество отделений	5

Комплект поставки:

1. Морозильник ММ-7301-000 – 1 шт.
2. Комплект корзин для хранения – 1 шт.
3. Ключи от замка – 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.
5. Приложение к руководству (с описанием системы мониторинга) – 1 шт.