

Морозильник медицинский ATLANT MM-7301-001

ИМ-7.118037

морозильник, фронтальная загрузка, объем 155 л,
температура от -28 до -30°C

Атлант ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	морозильник
Загрузка образцов	фронтальная
Объем	155 л
Температура	от -28 до -30 °C

Описание

Морозильник медицинский ATLANT MM-7301-001 – это специализированное холодильное оборудование, предназначенное для длительного хранения компонентов крови, лекарственных средств, вакцин и других изделий медицинского назначения.

Модификации:

1. MM-7301-000 – система мониторинга имеет общий сервер для всех учреждений здравоохранения.
2. **MM-7301-001** – каждое учреждение здравоохранения имеет локальный сервер.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон температуры в режиме хранения	от -28 до -30 °С
Общий объем	243 л
Полезный объем	155 л
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	1875×660×680 мм
Хладагент	R600a
Потребляемая мощность	170 Вт
Годовое энергопотребление	500 кВт.ч
Количество отделений	7

Комплект поставки:

1. Морозильник ММ-7301-001 – 1 шт.
2. Комплект корзин для хранения – 1 шт.
3. Ключи от замка – 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.
5. Приложение к руководству (с описанием системы мониторинга) – 1 шт.