

Мойка ультразвуковая TBT Plusonic UC60

ИМ-7.109257 до 22.12.2025

объем 60 л, время обработки 0-99 мин, размеры
850×700×800 мм

TBT Medical, Турция



Характеристики

Объем	60 л
Мощность ультразвука	2000 Вт
Мощность нагрева	4000 Вт
Время обработки	0-99 мин
Размеры	850×700×800 мм

Дополнительные характеристики

Plusonic UC60 – передвижная (на колесиках) ультразвуковая мойка для очистки медицинских изделий.

Рабочий объем: 60 л (500×400×300 мм)

Нагревание: 25-90 °С (шаг 1 °С, мощность 2000 Вт)

Регулировка времени: 0-99 мин (шаг 1 минута)

Ультразвук: 25 кГц (4000 Вт)

Характеристики:

- Подходит для очистки медицинских и хирургических изделий
- Программируемые время очистки и температура
- Бак из нержавеющей стали AISI 316
- Функция автоматической дегазации с высокой мощностью ультразвука
- Маркер наполнения
- Задний слив