

Набор V.Braun Цертофикс Квинто

ИМ-7.104306/2112

5-канальный, стандартный, размер катетера 12F,
длина катетера 15 см / 20 см

V.Braun, Германия



Характеристики

Тип	5-канальный
Вид	стандартный
Размер катетера	12F
Длина катетера	15 см / 20 см

Описание

Набор Цертофикс Квинто для катетеризации центральных вен по Сельдингеру.

Состав набора Цертофикс Квинто:

- катетер из полиуретана марки Цертон с мягким кончиком
 - непрозрачный, Rg-контрастный, с маркировкой по длине и фиксирующими крыльями
 - цветовая кодировка соединителей
 - безыгольные коннекторы Сэйфсайт
 - передвижные регулируемые крылья для фиксации катетера
- проводник с гибким J-образным кончиком; изгибостойчивый проводник (включен во все наборы с V-канюлей)
- шприц Омнификс 5 мл с соединением Люэр лок (входит в состав V-наборов)
- дилататор, скальпель, соединительный ЭКГ-кабель передвижной фиксирующий зажим

Название	Катетер	Игла	Проводник
Vena jugularis (яремная вена)			
Цертофикс Квинто V 1215	12F (4.0 мм) 15 см	18G × 70 мм – V	0.89 мм 50 см
Цертофикс Квинто SB 1220	12F (4.0 мм) 20 см	18G × 70 мм – S 16G × 50 мм – B	0.89 мм 50 см
Цертофикс Квинто V 1220	12F (4.0 мм) 20 см	18G × 70 мм – V	0.89 мм 70 см

V – интродьюсерная игла с боковым портом

S – игла Сельдингера

B – Браунюля