

Набор Diagon Coag S INR TEST KIT

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система закрытая, для анализаторов Diagon серия Coag, международное нормализованное отношение / протромбиновое время

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	закрытая			
Для анализаторов	Diagon серия Coag			
Параметр определения	международное нормализованное отношение / протромбиновое время			
Фасовка	каталожный номер	кюветы	буфер	Coag CONT I-II
	086025	25 шт с реагентом	1 фл x 6 мл	2 фл x 0.2 мл

Описание

Набор Diagon **Coag S INR TEST KIT** – представляет собой рекомбинантный человеческий тромбопластиновый реагент - произведен методом генной технологии в Escherichia Coli- с растворителем и контролями, используется только для определения Международного Нормализованного Соотношения (МНО) и протромбинового времени (ПВ) на анализаторе гемостаза Coag S.

Образцы для исследования:

- капиллярная кровь без антикоагулянта
- цельная венозная декальцифицированная кровь
- декальцифицированная плазма

Срок годности: 36 мес
Каталожный номер: 086025