

Набор для дренирования плевральной полости МИМ

ИМ-7.109163/2510

двойной обратный клапан / трехходовой кран, игла 14
/ 15 / 16 / 19 G, шприц

МИМ ООО, Россия



Характеристики

Управление	двойной обратный клапан / трехходовой кран
Размер иглы	14 / 15 / 16 / 19 G
Шприц	Да

Описание

Набор для дренирования плевральной полости МИМ – специализированный комплект стерильных медицинских инструментов, предназначенный для проведения пункции и дренирования плевральной полости. Применяется в условиях стационарных лечебных учреждений для удаления воздуха (при пневмотораксе), экссудата или гноя (при плевритах и эмпиемах) путем отсасывания.

Варианты исполнения:

1. Исполнение I – с трехходовым краном.
2. Исполнение II – с двойным обратным клапаном.

Состав набора:

- игла пункционная Луер-лок с остроконечным срезом, размер иглы:
 - 1.1×80 мм (G19×3¹/₈")
 - 1.6×80 мм (G16×3¹/₈")
 - 1.8×80 мм (G15×3¹/₈")
 - 2.1×80 мм (G14×3¹/₈")
- пакет для сбора отделяемого объемом 2000 мл, с градуировкой от 100 мл до 2000 мл
- прозрачная удлинительная линия длиной 850 мм из поливинилхлорида с коннектором Луер-лок типа female
- шприц трехкомпонентный 50 мл с наконечником Луер-лок
- трехходовой кран (исп. I) или двойной обратный клапан (исп. II)

Стерилизация: оксидом этилена.

Срок годности: 5 лет.