

Набор EKF-diagnostic для определения линейности глюкоза / лактат (2-7-18 ммоль/л)

ИМ-7.105669/2211

реагенты, система закрытая, глюкоза / лактат, метод определения амперометрический-энзиматический

EKF-diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Тип	реагенты
Для анализаторов	EKF-diagnostic
Система	закрытая
Параметр определения	глюкоза / лактат
Метод	амперометрический-энзиматический
Материал исследования	кровь
Состав набора	1 комплект - 3×3 шт.

Дополнительные характеристики

Каталожный номер 0209-0102-391.