

Набор пластырей Доктор PLAST Ассорти

ИМ-7.101993/2010 до 22.10.2025

набор, бактерицидный / фиксирующий, нестерильный,
основа нетканая / тканевая / пленочная, 1.25 см × 5 м /
4×10 см / 1.6×5.7 см / 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 3.8×3.8
см, водостойкий, гипоаллергенный, в упаковке 17 шт.

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	набор
Тип	бактерицидный / фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	нетканая / тканевая / пленочная
Размер	1.25 см × 5 м / 4×10 см / 1.6×5.7 см / 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 3.8×3.8 см
Водостойкий	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	17 шт.

Дополнительные характеристики

Широкий ассортимент лейкопластырей, а также наличие трех видов основ позволяют в каждом конкретном случае подобрать оптимальный вариант для перевязки.
Удобный и практичный набор на все случаи жизни.
Подходит для всей семьи, как для дома, так и в поездках.
Абсорбирующая подушечка пропитана 0.01-0.05% раствором хлоргексидина биглюконата.

Размеры и количество:

- фиксирующая катушка на пленочной основе (100% хлопок)
1.25 см × 5 м - 1 шт.
- бактерицидный пластырь
4×10 см - 2 шт. (тканевый)
4×10 см - 2 шт. (нетканый)
1.6×5.7 см - 2 шт. (пленочный)
1.9×7.2 см - 2 шт. (пленочный)
2.5×7.2 см - 2 шт. (пленочный)
3.8×3.8 см - 2 шт. (пленочный)

1.9×7.2 см - 2 шт. (нетканый)

2.5×7.2 см - 2 шт. (нетканый)