

## Набор пластырей Доктор PLAST Дачный

ИМ-7.101993/2010 до 22.10.2025

набор, бактерицидный, нестерильный, основа  
нетканая / тканевая / пленочная, 4×10 см / 1.6×5.7 см /  
1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 3.8×3.8 см, водостойкий,  
гипоаллергенный, в упаковке 22 шт.



ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь

### Характеристики

Исполнение	набор
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	нетканая / тканевая / пленочная
Размер	4×10 см / 1.6×5.7 см / 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 3.8×3.8 см
Водостойкий	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	22 шт.

### Дополнительные характеристики

Прочные, водостойкие (пленочная основа), гипоаллергенные, «дышащие» лейкопластыри, изготовленные на тканевой, нетканой и пленочной основах.

Предназначены для перевязки небольших раневых поверхностей кожи.

Оптимальный комплект для любителей труда и отдыха на природе.

**Абсорбирующая подушечка** пропитана 0.01-0.05% раствором хлоргексидина биглюконата.

#### Размеры и количество:

4×10 см - 2 шт. (тканевый)

4×10 см - 2 шт. (нетканый)

1.6×5.7 см - 6 шт. (пленочный)

1.9×7.2 см - 2 шт. (нетканый)

2.5×7.2 см - 4 шт. (пленочный)

2.5×7.2 см - 2 шт. (нетканый)

3.8×3.8 см - 4 шт. (пленочный)