

Набор пластырей Доктор PLAST Водостойкий

ИМ-7.101993/2010 до 22.10.2025

набор, бактерицидный, нестерильный, основа
пленочная, 1.6×5.7 см / 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см /
3.8×3.8 см, водостойкий, гипоаллергенный, в упаковке
24 шт.

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	набор
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	1.6×5.7 см / 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 3.8×3.8 см
Водостойкий	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	24 шт.

Дополнительные характеристики

Гипоаллергенные лейкопластыри на пленочной основе защищают поврежденные участки кожи при контакте с водой.

Дыхание кожи обеспечивается за счет наличия микроперфорации в структуре основы.

Лейкопластырь на пленочной основе незаметен на коже.

Абсорбирующая подушечка пропитана 0.01-0.05% раствором хлоргексидина биглюконата.

Размеры и количество:

- основа пленочная гипоаллергенная водостойкая

1.6×5.7 см - 6 шт.

1.9×7.2 см - 6 шт.

3.8×3.8 см - 6 шт.

2.5×7.2 см - 6 шт.