

Набор гинекологический Юнона тип № 10

ИМ-7.110403/2411

S / M / L, 4 предмета: пеленка, перчатки, зеркало
Куско, зонд урогенитальный флокированный

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	№ 10
Размер	S / M / L
Состав	4 предмета: пеленка, перчатки, зеркало Куско, зонд урогенитальный флокированный

Дополнительные характеристики

Набор гинекологический Юнона тип № 10 предназначен для проведения гинекологического и урологического осмотров и осмотра в зеркалах поверхности слизистой влагалища и шейки матки.

Зонд урогенитальный флокированный предназначен для забора биологического материала с поверхности слизистых оболочек, уретры и цервикального канала для бактериологических, цитологических, молекулярно-генетических или других исследований.

Состав набора

- 1. Пеленка 600×400 мм.
- 2. Перчатки (пара).
- 3. Зеркало гинекологическое по Куско (1/S, 2/M или 3/L).
- 4. Зонд «Юнона»: урогенитальный флокированный.

Различные модификации отличаются размером гинекологического зеркала, входящего в комплект набора.

Модификации	Зеркало
Набор гинекологический «Юнона» № 10S (кат. № 249)	Зеркало по Куско № 1/S: - ширина створок 20 мм - длина 117 мм - фиксатор – красный
Набор гинекологический «Юнона» № 10M (кат. № 250)	Зеркало по Куско № 2/M: - ширина створок 30 мм - длина 117 мм - фиксатор – синий
Набор гинекологический «Юнона» № 10L (кат. № 251)	Зеркало по Куско № 3/L: - ширина створок 34 мм - длина 117 мм - фиксатор – зеленый