

Набор Herculite XRV Ultra Mini Kit

ИМ-7.105394/2309

реставрационный, универсальный, оттенок А2D / А2Е / А3Е / А3Е, наногибридный

Kerr Corporation, США



Характеристики

Тип	реставрационный
Назначение	универсальный
Оттенок	А2D / А2Е / А3Е / А3Е
По типу частиц	наногибридный
Форма выпуска	3 шприца (по 4 г): эмаль А2, А3; дентин А2 бутылочка (5 мл) OptiBond Solo Plus 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками 50 аппликаторов

Дополнительные характеристики

Herculite™ XRV Ultra™ – это наногибридный универсальный композитный материал, разработанный на основе технологии Herculite™ XRV. Herculite™ XRV Ultra™ сочетает в себе прочность материала, которая особенно важна для жевательной реставрации, и эстетичность, необходимую для фронтальной реставрации, благодаря содержанию 3 видов наполнителей. Предварительно полимеризованный наполнитель – запатентованная смесь из низкоусадочного полимера и наночастиц бариевого стекла, уже прошедшая процесс усадки и позволяющая выдерживать большую нагрузку и обеспечивающая высокую полируемость и низкую полимеризационную усадку. Наполнитель Point 4™ (частицы бариевого стекла размером 0,4 мкм, обеспечивающие полируемость и эффект «хамелеона»). Кремниевый нанопополнитель (наночастицы размером 20–50 нм, обеспечивающие полируемость и блеск, сниженную полимеризационную усадку и оптимальные манипуляционные характеристики).