

Набор инструментов для эндоскопической хирургии ИЭХ-«ЭлеПС», клипсапplikатор прямой диаметром 5 мм, 10 мм

ИМ-7.108436 до 07.04.2025

эндоскопический, размер средне-большой (ML), длина 320 мм, диаметр ствола 5.0 мм / 10 мм, клипаторы прямые

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Характеристики

Вид	эндоскопический
Типоразмер	средне-большой (ML)
Длина инструмента	320 мм
Диаметр ствола инструмента	5.0 мм / 10 мм
Профиль	прямые

Дополнительные характеристики

Эндоклипер поворотный 5 мм, 10 мм под клипсы титановые. Для клипс средне-больших LT-300 стандарта ETHICON.

Инструмент для наложения клипс 5 мм, 8 мм, поворотный, разборный.

- продольное расположение бранш;
- снабжение компенсатором усилия.