

Пластыри мозольные Бимед латексные

ИМ-7.97588/2107

пластырь, мозольный, нестерильный, основа пленочная, овальные, в упаковке 9 шт.

Бимед ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	мозольный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	овальные
Количество в упаковке	9 шт.

Дополнительные характеристики

Пластыри мозольные Бимед изготовлены из мягкого латекса в форме овала или круга с отверстием в центре, что позволяет поврежденной коже дышать.

Основные направления применения этих пластырей как лечебные, так и профилактические:

- отлично приклеиваются и прекрасно держатся на коже, не вызывая при этом аллергических реакций;
- препятствуют появлению натертостей;
- уменьшают ощущение дискомфорта при ношении обуви;
- предотвращают появления мозолей при ношении новой обуви;
- предотвращают дальнейшего травмирования ноги при существующей мозоли.

Ассортимент:

№9 (латексные овалы – 9 шт.)