

Пластырь фиксирующий Бимед на нетканой основе

ИМ-7.97588/2107

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа
нетканая, 1.25 см / 2.5 см × 5 м / 9 м

Бимед ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	1.25 см / 2.5 см × 5 м / 9 м

Дополнительные характеристики

Катушечные пластыри предназначены для вспомогательных целей при фиксации компрессов, тампонов, объемных и плотно прилегающих повязок и покрытий, а также для фиксации катетеров, канюлей, зондов, эндотрахеальных или горловых трубок, других медицинских устройств.

Могут использоваться для фиксации поврежденных суставов и других медицинских целей.

Пластырь фиксирующий Бимед на нетканой основе произведен на бумажной основе белого цвета.

Деликатная структура материала, выполненного на основе целлюлозы, делает его незаменимым для использования на нежной и чувствительной коже.

Не вызывает раздражения.

Ассортимент:

- 1.25 см × 5 м
- 1.25 см × 9 м
- 2.5 см × 5 м
- 2.5 см × 9 м