

Набор реагентов Diagon Diaretic-II-SYS-Kit

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

набор реагентов, для анализаторов Sysmex,
окрашивающий реагент для детекции ретикулоцитов

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Тип	набор реагентов
Для анализаторов	Sysmex
Назначение	окрашивающий реагент для детекции ретикулоцитов

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Diagon Diaretic-II-SYS-Kit – используется в гематологических анализаторах Sysmex Corporation серий XT, XE как реагентный набор для детекции ретикулоцитов цельной крови. Реагент готов к использованию.

Является функциональным аналогом реагента производства Sysmex Corporation (каталожный номер 984-1621-1).

Тип: окрашивающий реагент для детекции ретикулоцитов

Срок годности: 12 мес

Стабильность после вскрытия: 60 суток

Каталожный номер: h23616