

## Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-ВИТАЛ

ИМ-7.113133

реагенты, система открытая, ферменты, активность  
МВ-изозима креатинкиназы, метод определения  
оптимизированный кинетический иммунологический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



### Характеристики

---

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	активность МВ-изозима креатинкиназы
Метод	оптимизированный кинетический иммунологический
Материал исследования	сыворотка крови

### Дополнительные характеристики

---

**Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА-МВ-ВИТАЛ** для определения активности МВ-изозима креатинкиназы в сыворотке крови оптимизированным кинетическим иммунологическим методом.