

Набор реагентов Альбумин-ВИТАЛ

ИМ-7.105110 до 03.04.2022

реагенты, система открытая, субстраты, альбумин,
метод определения унифицированный
колориметрический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	альбумин
Метод	унифицированный колориметрический
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Альбумин-ВИТАЛ для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови унифицированным колориметрическим методом.

РЕАГЕНТ № 1. Монореагент

Ацетатный буфер pH 4.2 – 50.0 ммоль/л

БКЗ – 0.10 ммоль/л

Детергент

КАЛИБРАТОР

Альбумин сывороточный – 60.0 г/л

Натрий хлористый – 154.0 ммоль/л