

## Набор реагентов Иммуноглобулин-А ВИТАЛ

ИМ-7.105110 до 03.04.2022

реагенты, система открытая, специфические белки,  
IgA, метод определения иммунотурбидиметрический,  
400 определений

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



### Характеристики

---

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	специфические белки
Параметр определения	IgA
Метод	иммунотурбидиметрический
Материал исследования	сыворотка крови
Количество определений	400

### Дополнительные характеристики

---

#### Набор реагентов Иммуноглобулин-А ВИТАЛ

**Назначение:** определение концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом.